

Установка системы «Пси-Профиль»

1. Вставьте установочную флешку в USB-порт Вашего компьютера и запустите программу **Setup.exe**

На Windows Vista и более поздних версиях **необходимо запускать данную программу от имени администратора** (для этого нужно кликнуть правой кнопкой мышки по файлу Setup.exe и выбрать "Запуск от имени администратора").

Далее следуйте инструкциям на экране (рекомендуется соглашаться с предложениями, нажимая последовательно Next). Если Вы не поменяли установки по умолчанию, то система будет установлена в папку C:\Program Files\PsyProfileCD (в папку C:\Program Files (x86)\PsyProfileCD на 64-х разрядных системах).

2. Щелкните на кнопку "OK" и согласитесь на перезагрузку (если потребуется).

3. Запустите программу «Пси-Профиль» посредством нажатия на ярлык **PsyTests** (ярлык устанавливается на Рабочем столе автоматически).

4. Перед Вами появится логотип программы Пси-Профиль с предложением ввести серийный номер (код), который необходим для легализации приобретенных Вами тестов. Этот номер напечатан внутри данной инструкции. Там же звездочкой (*) отмечены тесты, которые активирует данный серийный номер. Остальные тесты работают как демо-версии. Введите серийный номер и нажмите на кнопку «OK». В дальнейшем Вам уже не потребуется вводить серийный номер при каждом запуске программы.

Важно, чтобы при запуске программы установочная флешка «Пси-Профиль» находилась в USB-порте Вашего компьютера (без этого программа будет работать только в демонстрационном режиме).

Устойчивая работа программы Пси-Профиль гарантирована при наличии на компьютере пользователя Windows XP и выше, а также (как минимум) 100 Мб свободного пространства на жестком диске.

ВНИМАНИЕ!

Если перед установкой **основной** (рабочей) версии программы «Пси-Профиль» на Вашем компьютере была установлена её **демонстрационная версия**, то перед установкой основной (рабочей) версии программы «Пси-Профиль» **демонстрационную версию следует удалить.**

Обратите внимание, что при работе с уже установленным «Пси-Профилем» флешка нужна только для запуска программы. Оставлять флешку в компьютере не рекомендуются, потому что некоторые антивирусы ведут себя агрессивно и могут удалять файлы с внешних носителей, которые считают подозрительными.